

## Pulvérisateur 500 mL vide pour dilution Citrus ND+ SP



### Ozélo

Ce flacon sérigraphié avec spray réglable vous permettra de nettoyer et désinfecter la cuisine, bibonnerie et les sanitaires de votre crèche.

En diluant vous-même des produits concentrés, vous avez l'assurance d'opter pour la solution la plus économique et la plus écologique !



#### Conseils de dilution :

1/ Remplissez le flacon spray 500 mL sérigraphié vide avec de l'eau.

2/ Complétez le spray en versant une dose 2 mL de Citrus ND+SP jaune : soit à partir du bidon 5L [PRO200010](#) soit à partir du flacon 1L [PRO190001](#).

Une fois dilué, vous obtiendrez un spray détergent très efficace pour nettoyer et détartrer toutes vos surfaces hautes.

L'efficacité de la solution diluée par vos soins est garantie pendant 1 mois par le fabricant.

Retrouvez les autres produits de nettoyage et désinfection du protocole OZÉLO sur notre site !